

G5 Trainer Language Configuration Instructions

1. Insert USB into PC and format the USB (FAT32).
2. Insert "G5 AED Trainer Language packs & User Guide" CD into PC.
3. Choose "G5 AED Trainer Language packs" folder.
4. Select language pack and copy file to USB.
5. Rename the file to **Language**.
6. Remove the USB from the PC and insert into G5 Trainer.
7. Do not remove USB until "Safe to Remove USB" is displayed.



G5 Trainer instruções de configuração do idioma

1. Insira o USB no PC e formate o USB (FAT32).
2. Insira o CD "Pacotes de idiomas e Guia de Utilizador" no PC.
3. Escolha a pasta "G5 AED Trainer language pack".
4. Escolha o pacote de idioma e copie o ficheiro para o USB.
5. Mude o nome do ficheiro **Language**.
6. Remova o USB do PC e insira no G5 Trainer.
7. Não retire o USB antes de aparecer a mensagem "É seguro remover USB".

Istruzioni per la configurazione della lingua di G5 Trainer

1. Inserire il dispositivo USB nel PC e formattare il dispositivo USB (FAT 32).
2. Inserire il CD "Pacchetti linguistici e Guida dell'utente" nel PC.
3. Scegliere la cartella "Pacchetto linguistico G5 AED Trainer".
4. Selezionare il pacchetto linguistico e copiare il file sul dispositivo USB.
5. Rinominare il file **Language**.
6. Rimuovere il dispositivo USB dal PC e inserirlo nel G5 Trainer.
7. Non rimuovere il dispositivo USB finché non si visualizza la scritta "SICURO RIMUOVERE USB".

G5 Anleitung zur Konfiguration der Trainer-Sprache

1. Führen Sie den USB in den PC ein und formatieren Sie den USB (FAT32).
2. Legen Sie die CD " Sprachpakete und Benutzerhandbuch " in den PC ein.
3. Wählen Sie den Ordner "G5 AED Trainer Sprachpaket".
4. Wählen Sie das Sprachpaket und kopieren Sie die Datei auf den USB.
5. Benennen Sie die Datei **Language** um. (In Englisch)
6. Entfernen Sie den USB aus dem PC und stecken Sie ihn in den G5 Trainer.
7. Entfernen Sie den USB nicht, bevor "USB KANN JETZT GETRENNT WERDEN" angezeigt wird.

Instructions de configuration de la langue du G5 Trainer

1. Insérez la clé USB dans le port réservé à cet effet sur le PC (FAT32).
2. Insérez le CD intitulé « Pack de langues et Guide d'utilisateur » dans le lecteur CD du PC.
3. Sélectionnez le dossier « G5 AED Trainer language pack ».
4. Sélectionnez le pack de langue et copiez le fichier vers la clé USB.
5. Renommez le fichier **Language** (en Anglais).
6. Enlevez la clé USB du PC et insérez-la dans le défibrillateur de formation G5.
7. Patientez jusqu'à ce que le message « DÉBRANCHEMENT USB SANS DANGER » s'affiche avant d'enlever la clé USB.

G5 Trainer Språkinställning Anvisningar

1. Sätt in USB-minnet i datorn och formatera USB-minnet till FAT32.
2. Sätt in CD-skivan "Språkpaket och Användarhandbok" i datorn.
3. Välj mappen "G5 AED Trainer language pack".
4. Välj sedan språkpaketet och kopiera filen till USB-minnet.
5. Byt namn på filen **Language**.
6. Ta bort USB-minnet ur datorn och stoppa in det i G5 Trainer.
7. Ta inte bort USB-minnet innan "SÄKERT ATT TA UR USB" visas.

G5 Trainer sprog konfiguration Instruktionser

1. Indsæt USB-nøglen i PC'en og formater USB (FAT32).
2. Indsæt CD'en "Sprogpakke og Brugervejledning" i PC'en.
3. Vælg mappen "G5 AED Trainer sprogpakke".
4. Vælg sprogpakke og kopier fil til USB-nøglen.
5. Omdøb filens **Language**.
6. Fjern USB-nøglen fra pc'en og indsæt den i G5 Trainer.
7. Fjern ikke USB-nøglen før du ser meddelelsen "DET ER SIKKERT AT FJERNE USB".



Språkkonfigurationsanvisningar för G5 Trainer enhet

1. Sett USB-minnepinnen i PC og formater USB-minnepinnen (FAT32).
2. Sett inn "Språkpakker og Brukerhåndbok" CD-en i PC.
3. Velg "G5 AED Trainer"-mappen.
4. Velg språkpakken og kopier filen til USB-minnepinnen.
5. Endre navn på **Language**-filen.
6. Fjern USB-minnepinnen fra PC-en og sett den inn i G5 Trainer enheten.
7. USB-minnepinnen må ikke fjernes før meldingen "Trygt å fjerne USB" vises.

G5 Trainer Taal configuratie-instructies

1. Breng de USB Stick in de PC en formateer de USB Stick (FAT32).
2. Breng de CD "Taalpakketten en Handleiding" in de PC.
3. Selecteer de map "G5 AED Trainer taalpakket."
4. Selecteer het taalpakket en kopieer het bestand naar de USB Stick.
5. Hernoem het bestand "**Language**".
6. Verwijder de USB Stick uit de PC en steek deze in de G5 Trainer.
7. Verwijder de USB Stick niet voordat "VEILIG OM USB TE VERWIJDEREN" wordt getoond.



N7 W22025 Johnson Drive
Waukesha, WI 53186 USA

US Toll free: +1 800 426 0337 (US)
Phone: +1 262 953 3500
(US and Canada) techsupport@cardiacscience.com

Outside the United States, contact your local Cardiac Science representative.

Copyright © 2011 Cardiac Science Corporation. All Rights Reserved.